**AIRCAST**

## ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

### INTENDED USE/INDICATIONS

The ankle brace is designed to support and stabilize the ankle and to limit the risk of inversion and eversion:

- Ankle ligament lesions (distortions, tears)
- Inversions of cheville mordées à sévères
- Moderate to severe ankle sprains
- Conservative, prophylactic use
- Post-operative use
- Chronic ankle ligament instability

### Note:

- For maximum comfort and support, wear an absorbent sock and a laced athletic shoe when wearing the brace.
- Take care not to damage clothing when attaching / detaching velcro straps.

### CONTRAINDICATIONS

- None

### WARNING & PRECAUTIONS

We recommend that the first application be made under supervision of a health care professional. If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, you should contact your doctor immediately.

If suffering from the following conditions, the ankle brace should only be used with the consent of a health care professional:

- Lymphatic drainage disorders
- Circulatory disorders
- Sensory disorders
- Skin diseases or skin irritations
- Open wounds
- Lymphoedema, swelling

### BOA® LACING SYSTEM

#### To Loosen BOA® (Fig. 3a):

- Lift BOA Knob.
- Pull the lacing.

#### To Close and Tighten BOA® (Fig. 3b):

- Push BOA Knob down and then turn BOA Knob clockwise.
- BOA Knob must be in the down locked position when wearing brace.

### APPLICATION INSTRUCTIONS

- Unfasten straps and open brace.
- Slide foot into the back of brace. Pull the lateral shells upwards and align with the sides of the ankle (Fig. 1).
- Close the straps according to numbering:

  - Put the top strap around the back of the calf and fix to the external side of the brace without tightening too much (Fig. 1). This helps position the lateral shells correctly.
  - Push the bottom Achilles strap around the back of the ankle and fix to the external side of the brace without tightening too much (Fig. 2).
  - Tighten the brace by turning the BOA Lacing System clockwise until the desired level of support (Fig. 3).

Note: If the ankle brace is too tight, open the BOA system, loosen the laces, push the tab down and re-tighten.

Remark: Si la cheville est trop serrée, soulever le système BOA, relâcher les laces, refermer la languette puis réajuster le serrage.

4. Pull the front cross-strap tightly through the buckle and fix firmly onto front of brace (Fig. 4).

• Put on a lacer shoe or sneaker.

• To adjust the level of support, tighten or loosen the BOA Lacing System or the straps.

### CARE

- Hand wash in lukewarm water ( $30^{\circ}\text{C}$ ) with a mild detergent
- Air dry (do not place on radiators/heaters or other heat sources)
- Do not use bleach or chlorine, do not iron.

### COMPOSITION

Plastic, Silicone, PES (polyether sulfone), Polyester/Polyamide, Elastane, natural rubber (latex), Polyurethane, Nylon

### LATEX

**CAUTION: THIS PRODUCT CONTAINS NATURAL RUBBER LATEX WHICH MAY CAUSE ALLERGIC REACTIONS.**

(< 0.1% - NOT IN DIRECT CONTACT WITH SKIN)

### INTENDED FOR USE ON A SINGLE PATIENT

**WARRANTY:** DIO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

**NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNIQUES TO OBTAIN THE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENTE TOUTE BLESSURE.**

## FRANÇAIS

AVEZ ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. L'USO CORRECT EST FONDAMENTAL POUR LE fonctionnement APPROPRIÉ DE CETTE ORTHÈSE.

### UTILISATION / INDICATIONS

Le genouillier est conçu pour soutenir et stabiliser le genou et limiter le risque d'inversion et d'eversion :

- Lesions ligamentaires (élongations, déchirures)
- Entorses de cheville mordées à sévères
- Moderate to severe ankle sprains
- Usage prophylactique préventif
- Usage post-opératoire
- Instabilités chroniques des ligaments de la cheville

### Remarque :

- Pour assurer un confort et un soutien maximum, porter une chaussette absorbante et une chaussure de sport à lacets lors du port de la cheville.
- Prendre garde à ne pas endommager les vêtements en attachant / détachant les sangles velcro.

### CONTRAINDICATIONS

- None

### AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Nous recommandons qu'un professionnel de santé supervise la première application. En cas de douleur, gonflement, modifications des sensations ou toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin. Si vous souffrez des conditions suivantes, l'attelle ne doit être utilisée que sur recommandation d'un professionnel de santé :

- Problèmes de drainage lymphatique
- Problèmes circulatoires
- Problèmes sensoriels
- Maladies ou irritations de la peau
- Plaies ouvertes
- Lymphoedème, œdème

### SYSTÈME À LACETS BOA®

#### Pour desserrer le système BOA® (Fig. 3a):

- Soullever le bouton BOA.
- Tirer la linguette.

#### Pour fermer et serrer le système BOA® (Fig. 3b):

- Appuyer sur le bouton BOA et le tourner ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Le bouton BOA doit être en position verrouillée lorsque l'attelle est portée.

### INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Détacher les sangles et ouvrir la cheville.
- Glisser le pied dans la partie arrière de la cheville. Tirer les coques latérales de la cheville vers le haut et les aligner le long de la cheville (Fig. 1).
- Fermer les sangles d'après l'ordre de numérotation :

  - Put the top strap around the back of the calf and fix to the external side of the brace without tightening too much (Fig. 1). This helps position the lateral shells correctly.
  - Push the bottom Achilles strap around the back of the ankle and fix to the external side of the brace without tightening too much (Fig. 2).
  - Tighten the brace by turning the BOA Lacing System clockwise until the desired level of support (Fig. 3).

Note: If the ankle brace is too tight, open the BOA system, loosen the laces, push the tab down and re-tighten.

Remark: Si la cheville est trop serrée, soulever le système BOA, relâcher les laces, refermer la languette puis réajuster le serrage.

4. Tirer la corde croisée avant à travers la boucle, bien la serrer et la fixer fermement sur l'avant de la cheville (Fig. 4).

• Porter une chaussure à lacets ou une chaussure de sport.

• Pour ajuster le niveau de maintien, serrer ou desserrer le système à Lacets BOA ou les sangles.

### ENTRETIEN

- Laver à la main à l'eau tiède ( $30^{\circ}\text{C}$ ) avec un détergent doux
- Laisser sécher à l'air libre (ne pas placer sur un radiateur ou une autre source de chaleur)
- Ne pas utiliser de javel ou de chlore, ne pas repasser.

### COMPOSITION

Plastic, Silicone, PES (polyether sulfone), Polyester/Polyamide, Elastane, natural rubber (latex), Polyurethane, Nylon

### LATEX

**MISE EN GARDE : CE PRODUIT CONTIENT DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DES RÉACTIONS ALLERGIQUES.**

(< 0.1% - PAS DE CONTACT DIRECT AVEC LA PEAU)

### INTÉRÉS À L'USAGE SUR UN SEUL PATIENT

**GARANTIE:** DIO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

**AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBtenir LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENTE TOUTE BLESSURE.**

## ESPAÑOL

ANTEDEUTAMENTE LA TOTALIDAD DE LAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETALLADA. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

### APLICACIONES / INDICACIONES

El estabilizador del tobillo se ha diseñado para apoyar y estabilizar el tobillo y para limitar el riesgo de inversión y eversión para:

- Lesiones ligamentarias (elongaciones, roturas)
- Entorsos de cheville moderados a severos
- Moderate to severe ankle sprains
- Uso profiláctico preventivo
- Uso post-operatorio
- Instabilidades crónicas de los ligamentos de la cheville

### Nota:

- Para asegurar un confort y un soporte máximo, portar una calcetín absorbente y una zapatilla deportiva con cordones cuando se use la ortesis.
- Tomar cuidado de no dañar la ropa al atacar/detacar las cintas elásticas.

### CONTRAINDICACIONES

- None

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Recomendamos que la primera colocación se realice bajo la supervisión de un profesional de salud.

Si aparece dolor, hinchazón, cambios en la sensación o otras reacciones inusuales durante el uso de este producto, debe contactarse con su médico inmediatamente.

Si sufre de las siguientes condiciones, la ortesis solo debe usarse con la aprobación de un profesional de salud:

- Problemas de drenaje linfático
- Problemas circulatorios
- Problemas sensoriales
- Enfermedades o irritaciones de la piel
- Plaies abiertas
- Lymphoedema, œdème

### SISTEMA DE AMARTE BOA®

#### Para aflojar el sistema BOA® (Fig. 3a):

- Levantarse el botón BOA.
- Tirar de la lengüeta.

#### Para cerrar y apretar el BOA® (Fig. 3b):

- Pulsar el botón BOA y girarlo en sentido horario.
- El botón BOA debe estar en la posición baja y bloqueada durante el uso de la ortesis.

### INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN

- Detach the straps and open brace.
- Slide foot into the back of brace. Pull the lateral shells upwards and align with the sides of the ankle (Fig. 1).
- Close the straps according to numbering:

  - Put the top strap around the back of the calf and fix to the external side of the brace without tightening too much (Fig. 1). This helps position the lateral shells correctly.
  - Push the bottom Achilles strap around the back of the ankle and fix to the external side of the brace without tightening too much (Fig. 2).
  - Tighten the brace by turning the BOA Lacing System clockwise until the desired level of support (Fig. 3).

Note: If the ankle brace is too tight, open the BOA system, loosen the laces, push the tab down and re-tighten.

Remark: Si la cheville est trop serrée, soulever le système BOA, relâcher les laces, refermer la languette puis réajuster le serrage.

4. Pull the front cross-strap tightly through the buckle and fix firmly onto front of brace (Fig. 4).

• Put on a lacer shoe or sneaker.

• To adjust the level of support, tighten or loosen the BOA Lacing System or the straps.

### CARE

- Hand wash in lukewarm water ( $30^{\circ}\text{C}$ ) with a mild detergent
- Air dry (do not place on radiators/heaters or other heat sources)
- Do not use bleach or chlorine, do not iron.

### COMPOSITION

Plastic, Silicone, PES (polyether sulfone), Polyester/Polyamide, Elastane, natural rubber (latex), Polyurethane, Nylon

### LATEX

**MISE EN GARDE : CE PRODUIT CONTIENT DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER DES RÉACTIONS ALLERGIQUES.**

(< 0.1% - PAS DE CONTACT DIRECT AVEC LA PEAU)

### INTENDIDO PARA SU USO EN UN SOLO PACIENTE

**GARANTÍA:** DIO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de la fabricación, durante los seis meses siguientes a la fecha de compra.

**AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBtenir LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENTE TOUTE BLESSURE.**

### RESERVÉ À L'USAGE SUR UN SEUL PATIENT

**GARANTÍA:** DIO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de la fabricación, durante los seis meses siguientes a la fecha de compra.

**AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBtenir LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENTE TOUTE BLESSURE.**

## DEUTSCH

VOR GEBAUCHT DIE ORTHÈSE BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN, DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER ORTHÈSE IST NUR BEI RICHTIGMÄ Æ ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

### ZWECKBESTIMMUNG

Die Sprunggelenkorthese dient zur Stabilisierung des Sprunggelenks mit Begrenzung von Inversion und Eversion für:

- Akute Bandrupturen
- Schwere Distorsionen
- Konservative Therapie
- Postoperative Versorgung
- Instabilität chronischer Ligamente des Fußes

### Hinweis:

- Für maximalen Komfort und optimalen Halt sollten Sie einen saugfähigen Strumpf und einen festen Schnür- oder Sportschuh tragen, wenn die Orthese angelegt ist.
- Achten Sie bitte darauf, dass durch den Klettverschluss keine Verletzungen entstehen.

### KONTRAINDIKATIONEN

- Keine



**DANSK**

LÆS FØLGENDE ANVISNINGER GRUNDIGT INNEN FOR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FOR, AT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.

#### TILTÆNKET ANVENDELSE/INDIKATIONER

Ankelkinnen er designet til at støtte og stabilisere anken og begrænse risikoen for inversion og eversion til:

- Ankelligamentets riss (distorsioner, ritter)
- Moderate til svær forstyring af anken
- Konservativ, profilaktisk brug
- Post-operativ brug
- Kronisk instabilitet af ankelligamentet

#### Bemærk:

- Når skinnen bruges, vil det være mest bekvæmt og give den bedste støtte, hvis der bruges en svedabsorberende sok og sportssocko med snøre.
- Vær forsigtig med ikke at beskadige tøjet, når velcro-remmene løsnes / fastgøres.

#### KONTRAINDIKATIONER

- Ingen

#### ADVARSEL OG FORHOLDSTSGÅRDER

Vi anbefaler, at den første påsætning foretages under vejledning af en sundhedsmedarbejder. Hvis der opstår smerte, hævselser, sansemæssige forandringer eller andre usædvanlige reaktioner ved anvendelse af dette produkt, skal lægen omgående kontaktes. Hvis patienten lider af følgende tilstande, må ankelkinnen kun anvendes med en læge's anbefalinger:

- Lymfedæm-lidelses
- Krebslosgydomme
- Sensorske lidelses
- Hudsygdomme eller hudirritationer
- Åbne sår
- Lymfødem, hævselser

#### BOA®-SNÖRSYSTEM

##### Løsning af BOA® (Fig.3a):

- Lyft BOA-vredet.
- Træk strøppen.

##### Lukning og tilspanding af BOA® (Fig.3b):

- Skub BOA knappen ned, og drif drenere BOA® knappen med uret.
- BOA knappen skal være i nedlast position, når skinnen anvendes.

#### VEJLEDNING I PÅSÆTNING

- Løsn remmen og åbn skinnen.
- Lad fodden glide ind i den bageste del af skinnen. Træk skinnets sideude opad, og tilpas den med siderne af anken (fig. o).
- Luk remmen i henhold til nummerne:

  1. Træk den øverste rem rundt om bagsiden af leggen, og fastgør den til den udvendige side af skinnen uden at stramme for meget (fig. 1). Dette hjælper med at placere sideudele korrekt.
  2. Læns hæseneremmen rundt fotledsnet baksiden af anken, og fastgør den til den udvendige side af skinnen uden at stramme for meget (fig. 2).
  3. Stram skinnen ved at dreje BOA-snöringsystemet med uret, indtil det ønskede støtteniveau er opnået (fig. 3).

Bemærk: Hvis hæseneremmen er for stram, løft BOA-snöringsystemet, løsne snøresnede, skubbe tappene ned og stramme igen.

  4. Træk den forreste kryss-strøppen stramt gennem spændet, og fastgør den forsvarligt på skinnets forside (fig. 4).

- Tag snøresko eller sportssocko på.
- Stram eller løsn BOA-snöringsystemet eller remmene for at justere støtteniveauet.

#### VEDLIGEHOLDElse

- Håndvaskes i lukket vand (maks. 30 °C) med et mildt vaskemiddel.
- Lufttørres (må ikke placeres på radiator/varmere eller andre varmekilder).
- Anvend ikke blekgelé eller klor. Må ikke streges.

#### SAMMENSÆTTING



Plast, silikone, PES (polyetersulfon), polyester, polyamid, elastan, naturgummi (latex), polyuretan, Nylon

**LATEX** FORSIGTIG: DETTE PRODUKT INDEHOLDER NATURGUMMILAKTES, DER KAN FORÅRSAGE ALLERGISKE REAKTIONER.  
(<0.1% - IKKE I DIREKT KONTAKT MED HUDEN)

#### TILTÆNKET BRUG PÅ EN ENKELT PATIENT

**GARANTI** Op til seks måneder efter købsdatoen vil DJO, LLC reparere eller bytte ut hela eller delar av enheten og dess tilbehør ved gæller defekter i materialer og utførelse i en periode på 6 måneder fra fôrsalgsdatoen.

**ERKLÆRING: SELVOM DER ER GIORT ALT HVAD AVANCEREDE TEKNIKKER KAN GORE FOR AT OPNA DEN FOREENDE MÅNSKALE MÅNLAKSES FUNKSJON, STYRKE, HOLDBARHET OG KOMFORT, DER ETEN GEN GARANT FOR AT MAN KAN UNNGÅ SKADER VED Å BRUGE DETTE PRODUKTET.**



**AIRCAST®**

**SVENSKA**

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGRANT OCH FULLSTÄNDIG INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT ANVÄNDELSE ÄR VÄTIC FOR, ATT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.

#### AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER

Fotledsstödet är utformat för att stötta och stabilisera fotleden och begränsa risiken för inversions- och utrotations för:

- Ankelligamentets riss (distorsioner, ritter)
- Moderate till svår forstyring av anken
- Konservativ, profilaktisk bruk
- Post-operativ bruk
- Kronisk instabilitet i ankelligamentet

#### Bemärk:

- När skinnen bruges, vil det være mest bekvæmt og give den bedste støtte, hvis der bruges en svedabsorberende sok och sportssocko med snöre.
- Vær forsigtig med ikke at beskadige tøjet, når velcro-remmene løsnes / fastgøres.

#### KONTRAINDIKATIONER

- Ingen

#### ADVARSEL OG FORHOLDSTSGÅRDER

Vi rekommenderar att den första påsättningen görs under överinseende av sjuksköterskor. Kontakt om omedelbart läkare om smärtor, hævselser, sansemässiga förändringar eller andra usædvanlige reaktioner ved användelse av detta produkt, ska lägen omgående kontaktas. Om du lider av följande tillstånd, må ankelkinnen kun användas med en läkare's rekommendation:

- Lymfedrägnings-lidelse
- Krebslosgydomme
- Sensorske lidelse
- Hudsygdomme eller hudirritationer
- Åbne sår
- Lymfødem, hævselser

#### BOA®-SNÖRSYSTEM

##### Sa här för lossar du BOA® (Fig.3a):

- Lyft BOA-vredet.
- Træk strøppen.

##### Sa här stänger du och drar at BOA® (Fig.3b):

- Tryck ned BOA-vredet ned, og træk BOA-knappen med klokken.
- BOA-vredet måste være last i nedlast position, når skinnen anvendes.

#### ANVISNINGAR FÖR APPLICERING

- Läsn remmarna och öppna stödet.
- För in foten i stödets bakre del. Dra stödets kanter uppåt och passa in efter fotledens sidor (fig. o).
- Sätt fast remmarna enligt nummeren:

  1. Dra runt den övre remmen på baksidan av leggen, och fastgör den till den yttersta sidan av stödet utan att dra åt för mycket (fig. 1). Detta hjälper med att placera sidedelen korrekt.
  2. Läns hæseneremmen runt fotledens baksida och fastgör den till den yttersta sidan av stödet utan att dra åt för mycket (fig. 2).
  3. Stram skinnen ved at dreje BOA-snöringsystemet med uret, indtil det ønskede støtteniveau er opnået (fig. 3).

Bemærk: Hvis hæseneremmen er for stram, løft BOA-snöringsystemet, løsne snøresnede, skubbe tappene ned og stramme igen.

  4. Dra åt korsemrennen genom spændet, og fastgør den ordentligt på framsidan af stödet (fig. 4).

- Ta på en sko med snöring eller gymnastisko.
- Justera nivån av stöd genom att dra åt eller lossa BOA-snöringsystemet eller remmarna.

#### VEDLIGEHOLDElse

- Håndvaskes i lukket vand (maks. 30 °C) med et mildt vaskemiddel.
- Lufttørres (må ikke placeres på radiator/varmere eller andre varmekilder).
- Anvend ikke blekgelé eller klor. Må ikke streges.

#### SAMMENSÄTTNING

Plast, silikon, PES (polyetersulfon), polyester, polyamid, elastan, naturgummi (latex), polyuretan, Nylon

**LATEX** VAR FÖRSIKTIG: DETTE PRODUKTET INNEHÄLDER NATURGUMMILAKTES, SOM KAN ORSAKA ALLERGISSKE REAKTIONER.  
(<0.1% - INTE I DIREKT KONTAKT MED HUEN)

#### AVSEDD FÖR APPLICERING PÅ EN END PATIENT

**GARANTI** Om på sex månader efter köbsdatoen har DJO, LLC reparera eller byta ut hela eller delar av enheten och dess tillbehör vid gäller defekter i materialer och utförande i en period på sex månader från försalg.

**ERKLÄRING: SELVOM DER ER GIORT ALT HVAD AVANCEREDE TEKNIKKER KAN GORE FOR AT OPNA DEN FOREENDE MÅNSKALE MÅNLAKSES FUNKSJON, STYRKE, HOLDBARHET OG KOMFORT, DER ETEN GEN GARANT FOR AT MAN KAN UNNGÅ SKADER VED Å BRUGE DETTE PRODUKTET.**

